


Neu in unserem Programm:

WiduMed-Schnelltests für Ihre gynäkologische Praxis

Chlamydia-Schnelltest

Der Test dient dem schnellen, qualitativen Nachweis von Chlamydia-Antigen direkt aus endozervikalen Abstrichen von Frauen sowie urethralen Abstrichen und Urinproben von Männern. Kein Wärmeblock erforderlich.



Packungsinhalt:

- 20 einzeln verpackte Testkassetten
- 20 sterile Dacron-Tupfer nach Richtlinie 93/42/EWG
- Extraktionslösung A: in Tropfflasche aus Plastik; enthält 0,2 M Natriumhydroxid (7 ml)
- Extraktionslösung B: in Tropfflasche aus Plastik; enthält 0,2 M Salzsäure (7ml)
- 20 Extraktionsröhrchen und 20 Tropfkappen
- 1 Plastikhalter
- Packungsbeilage: 1 pro Kit

Bestell-Nr.: wi-chl-20 € 37,29

Transportröhrchen für Chlamydia-Schnelltest

Packungsinhalt: 20 sterile Dacron-Tupfer in **trockenen Transportröhrchen** nach Richtlinie 93/42/EWG



Bestell-Nr.: np09-511-5006 € 5,08

Schwangerschaftstest

Der hCG-Test ist ein immunchemischer Lateral-flow-Test. Er dient dem qualitativen Nachweis des Schwangerschaftshormons hCG (humanes Chorion-Gonadotropin) im Urin mit einer Nachweisgrenze von 20 mIU/ml.



20 Teststreifen im Röhrchen

Bestell-Nr.: wi-hcg-t20 € 6,09

20 einzeln eingeseigelte Teststreifen

Bestell-Nr.: wi-hcg-s20 € 9,11



20 einzeln verpackte Testkassetten

Bestell-Nr.: wi-hcg-k20 € 13,78

Urinteststreifen

mit 10 Parametern:

für den semi-quantitativen und qualitativen Nachweis von Glucose, Bilirubin, Ketonen, Spezifischem Gewicht (Dichte), Blut, pH-Wert, Protein, Urobilinogen, Nitrit und Leukozyten im Urin.

Bestell -Nr.: wi-urs 10-100 € 13,53

mit 5 Parametern:

für den semi-quantitativen und qualitativen Nachweis von Glucose, Blut, Protein, Nitrit und Leukozyten im Urin.

Bestell-Nr.: wi-urs 5-100 € 10,02

mit 3 Parametern:

für den semi-quantitativen und qualitativen Nachweis von Glucose, pH-Wert und Protein im Urin.

Bestell-Nr.: wi-urs 3-100 € 9,16

FOB-Plus-Stuhltest

Der Test ist ein immunchemischer Lateral-flow-Test. Er wird eingesetzt bei der Darmkrebsvorsorge und bietet folgende Vorteile:

- Er bestimmt qualitativ spezifisch humanes Hämoglobin im Stuhl mit einer Nachweisgrenze von 40 ng/ml Lösung = ca. 2 µg/g Stuhl.
- Er macht eine Diät vor der Testdurchführung überflüssig.
- Er hat die doppelte Sensitivität eines Guajak – Tests und ist dabei weniger störanfällig.
- Er ist für die Praxis leicht zu handhaben. Er enthält fertig konfektionierte **Patienten-Sets** mit:
 - 1 Probenröhrchen mit 2 ml Pufferlösung
 - 1 Stuhlfänger
 - 1 Patienteninformation
 - 1 Probenumschlag
- Als IGeLeistung nach GOÄ mit ca. 20 € abrechenbar.



10 Kassettentests und 10 Patientensets
Bestell-Nr.: wi-fob-k10 € 24,13

30 Kassettentests und 30 Patientensets
Bestell-Nr.: wi-fob-k30 € 66,41

FOB-Economy-Stuhltest

Eigenschaften wie vorstehend, ohne fertig konfektionierte Patientensets Packungsinhalt:

Je 20 einzeln verpackte Testkassetten, Probenröhrchen, Stuhlfänger, Etiketten und Patienteninformationen, sowie 1 Gebrauchsanweisung

20 Kassettentests
Bestell-Nr.: wi-fob-eco-k20 € 33,13

Hämo-Hapto-Stuhltest

Ein visueller, immunchemischer Doppel-Schnelltest für den qualitativen Nachweis von humanem Hämoglobin sowie Hämoglobin-Haptoglobin-Komplexen in Stuhlproben.

Der Test wurde so konzipiert, dass er Hinweise auf Darmkrebs und / oder Adenome liefern kann.

Die Nachweisgrenze des Tests liegt für Hämoglobin und für den Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex bei jeweils 25 ng/ml.

Packungsinhalt:

- 20 einzeln verpackte Testkassetten
- Eine Gebrauchsanweisung
- 20 vorgepackte Patientensets, enthalten:
 - 1 Probenröhrchen mit 2 ml Pufferlösung
 - 1 Stuhlfänger
 - 1 Patientenanleitung
 - 1 Probenumschlag
- Als IGeLeistung nach GOÄ mit ca. 25 € abrechenbar.



20 Kassettentests und 20 Patientensets
Bestell-Nr.: wi-hb-hp-k20 € 68,50

Fax-Bestellabschnitt bitte an: 089 48 78 67 medco Diagnostika GmbH

Bestell-Nr.	Preis *	Anzahl Packungen
wi-chl-20	37,29 €
np09-511-5006	5,08 €
wi-hcg-t20	6,09 €
wi-hcg-s20	9,11 €
wi-hcg-k20	13,78 €
wi-urs10-100	13,53 €
wi-urs5-100	10,02 €
wi-urs3-100	9,16 €
wi-fob-k10	24,13 €
wi-fob-k30	66,41 €
wi-fob-eco-k20	33,13 €
wi-hb-hp-k20	68,50 €

Name.....
Praxis.....
Straße.....
PLZ,Ort.....
Tel..... Fax.....

*Alle Preisangaben zzgl. ges. MwSt. und Versandkosten

Auf Ihre Erstbestellung erhalten Sie 10% Rabatt !



medco Diagnostika GmbH
Im Oberfeld 2
94491 Hengersberg

Tel. 089 488220
Fax. 089 487867

info@medco.eu
www.medco.eu